

Oral-B Center OxyJet Reinigungssystem Munddusche + Oral-B SMART 5

Produkt ID: TN-0004283



Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
FPC	80308603		
Kategorie	Power Oral Care		
Marke	Oral-B Power		
Produktlinie	Oxijet		
Gültigkeitsdaten	-		
Produkttitel lang	Oral-B Mundpflege Center: Oral-B Smart 5000 + OxyJet Munddusche		
Produkttitel kurz	Oral-B Smart 5000 + OxyJet Center		

Produktbeschreibung	Oral-B Smart 5000 CrossAction + OxyJet Mundpflege Center verbindet die Tiefenreinigungstechnologie der Oral-B Smart 5000 Zahnbürste mit der Oral-B OxyJet Munddusche. Die Oral-B Smart 5000 Zahnbürste verfügt über 5 verschiedene Reinigungsmodi, u. a. Aufhellen, Sensitiv und den Zahnfleischschutz-Modus. Dank der Bluetooth-Verbindung der Oral-B Smart 5000 erhalten Sie Echtzeit-Feedback zu Ihrer Putzaktivität, um Ihre Zahnputzgewohnheiten zu verbessern. Mit der Mikro-Luftblasen-Technologie reinigt die Oral-B OxyJet Munddusche tief unter dem Zahnfleischrand und greift schädliche Bakterien an. Die Oral-B OxyJet Munddusche lässt sich verstellen, sodass Sie den Drehregler regulieren und den Wasserdruck von niedrig auf hoch einstellen können.
Produkteigenschaft 1	Reinigungssystem von Oral-B, die Zahnbürstenmarke Nr. 1, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen wird
Produkteigenschaft 2	Hilft, die Gesundheit Ihres Zahnfleisches durch das Anreichern von Wasser mit Mikro-Luftblasen aus gereinigter Luft zu verbessern
Produkteigenschaft 3	Überlegene Reinigung: Runder Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste
Produkteigenschaft 4	Bluetooth-Verbindung sorgt für bessere Putzgewohnheiten mit Echtzeit-Feedback
Produkteigenschaft 5	Lieferumfang: 1 OxyJet Reinigungssystem, 1 elektrische Zahnbürste, 6 Aufsteckbürsten, 4 OxyJet Aufsteckdüsen
Suchbegriffe allgemein	oral b oxyjet, oral-b oxyjet, oral-b professional care oxyjet munddusche, oxyjet, oral b, professional care oxyjet zahnseidenhalter, braun oxyjet, oxyjet gesicht, oral b oxyjet munddusche, oral b oxyjet bewertung, oxyjet gb, oral b oxyjet 3000, oral-b professional care oxyjet, oral b oxyjet munddusche, oral b professional care oxyjet, oxyjet oral munddusche, oxyjet md20, oralb oxyjet, oral b oxyjet ggü, waterpik, oral b oxyjet md20, oxyjet gesichtsbehandlung, oral b professionalcare 8500 dlx oxyjet center, professional care oxyjet, oxyjet gesichtsbehandlung, oral b oxyjet 8500 center, oxyjet center 3000, oxyjet set, oral b 8900 oxyjet, oral b professional care 8900 dlx oxyjet center, oral b 8900 dlx oxyjet, oxyjet oral b braun, oral b professional care oxyjet center, braun oxyjet md 20, braun 4715 oxyjet, oxyjet 8000, care oxyjet 3000, oral, b, braun
Unverbindliche Preisempfehlung *	279.99 €
Unverbindliche Preisempfehlung *	279.99 €

Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

Verbrauchereinheit Höhe
(mm) 232

Verbrauchereinheit Tiefe
(mm) 171

Verbrauchereinheit Breite
(mm) 233

Verbrauchereinheit
Gewicht (g) 1516

Versandereinheit Höhe (mm) 247

Versandereinheit Tiefe (mm) 528

Versandereinheit Breite (mm) 244

Versandereinheit Gewicht (g) 4886

Einheiten pro Karton 3

EAN 14 - AktiveBarcode 4210201196600

Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

Inhaltsstoffe

N/A

Kundenservice Rufnummer

0800 272 86463

Kundenservice Hinweis

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Anwendungshinweise

OxyJet: Sie können zwischen zwei verschiedenen Düsenfunktionen wählen, indem Sie den Düsenhalter nach unten oder nach oben bewegen (stellen Sie vorher den Wasserstrahl aus, indem Sie den Schiebeschalter nach unten bewegen): Rotierender Strahl für eine allgemeine Zahnreinigung und Zahnfleischmassage oder ein gerader Mono-Strahl für die gezielte Reinigung an bestimmten Stellen.

SmartSeries 5000 elektrische Zahnbürste: Führen Sie die Zahnbürste langsam von Zahn zu Zahn und halten Sie den Bürstenkopf jeweils für einige Sekunden auf der Zahnoberfläche. Putzen Sie Zahnfleisch und Zähne: zuerst die Zahn-Außenflächen, dann die Zahn-Innenflächen und zum Schluss die Kauflächen. Drücken Sie nicht zu stark auf und gehen Sie nicht zu grob vor.

Anwendungsempfehlung

OxyJet: Leeren Sie den Wasserbehälter nach dem Gebrauch immer vollständig aus. Sollten Sie auf Rat Ihres Zahnarztes eine Mundspülung in Ihrer Munddusche verwenden, lassen Sie etwas Wasser durch die Munddusche laufen, bevor Sie den Behälter vollständig entleeren, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Munddusche solange angeschaltet lassen, bis das Wasser nicht mehr durch die Düse läuft, damit sich keine Bakterien im stehenden Wasser bilden. Drücken Sie den An/Aus-Schalter, um die Munddusche auszuschalten. Wischen Sie das Handstück immer ab und sorgen Sie dafür, dass die Düse trocken ist. Stellen Sie das Handstück wieder auf den Sockel und verstauen Sie die Düse im Düsenfach.

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Der Wasserbehälter und das Düsenfach sind herausnehmbar und spülmaschinengeeignet

Zahnbürste: Spülen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil bei eingeschaltetem Handstück nach dem Zähneputzen sorgfältig einige Sekunden lang unter laufendem Wasser ab. Schalten Sie das Handstück aus und nehmen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil ab. Spülen Sie beide Teile separat unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie diese ab, bevor Sie die Zahnbürste wieder zusammensetzen. Stellen Sie das Handstück der Zahnbürste zurück auf die Ladestation.

Warnhinweise

Befestigen Sie das Gerät so, dass es nicht ins Wasser oder auf den Boden fallen kann. Der Netzstecker sollte immer zugänglich sein.

Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls das Kabel beschädigt ist, bringen Sie die Ladestation in ein Oral-B-Servicecenter. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

Das Gerät ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen können das Produkt dann benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die vorhandenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Herstellername

Procter & Gamble

Rücksendeanschrift

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach
Germany

Füllmenge

1

Füllmenge Einheit

kit

Art der Verpackung

Karton

Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
Flamme (GHS02) - Leicht- /Hochentzündlich	No		
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	No		
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	No		
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	No		
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	No		
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	No		
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	No		
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	No		
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	No		
Signalwort	No Signal Word		